

KIMTECH™

**Mascherine per il viso
da camera bianca
progettate per il controllo
della contaminazione
e il massimo comfort
di utilizzo**



 **Kimberly-Clark**
PROFESSIONAL™

Kimtech™ M3 Mascherina per il viso sterile omologata a becco d'anatra

- › Per l'uso in ambienti ISO 5 EU GMP Classe A
- › Alto livello di efficienza di filtrazione di batteri e particelle
- › Basso livello di particelle (Tamburo di Helmke Cat I)
- › Confezionate singolarmente in doppia busta

Le mascherine per il viso sterili omologate a becco d'anatra Kimtech™ M3 offrono livelli avanzati di comfort e sicurezza nelle camere bianche sterili, garantendo una protezione perfetta quando e dove serve. Progettate per ridurre il rischio di contaminazione e offrire al contempo maggiore comfort e traspirabilità. Omologate con garanzia di sterilità di livello 10⁻⁶. Dotate di protezione per il collo e banda elastica di taglia unica. La tenuta perfetta riduce l'appannamento e mantiene una visione chiara. Le mascherine sono prive di lattice e silicone.



Descrizione	Codice	Supporto per la testa	Totale/ Confezione
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso sterile omologata a becco d'anatra	62483	Banda elastica	200

Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata a becco d'anatra

- › Idonee all'uso nelle camere bianche di livello ISO 3 o superiore
- › Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri
- › Basso livello di particelle (Tamburo di Helmke Cat I)
- › Tenuta uniforme per ridurre l'appannamento

Le mascherine per il viso omologate a becco d'anatra Kimtech™ M3 offrono livelli avanzati di comfort e controllo della contaminazione nelle camere bianche, garantendo una protezione perfetta quando e dove serve. Progettate per ridurre il rischio di contaminazione e offrire al contempo maggiore comfort e traspirabilità rispetto ai modelli pieghettati. Dotate di protezione per il collo e banda elastica di taglia unica. La tenuta perfetta riduce l'appannamento e mantiene una visione chiara. Le mascherine sono prive di lattice e silicone.



Descrizione	Codice	Supporto per la testa	Totale/ Confezione
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata a becco d'anatra	62484	Banda elastica	300

Kimtech™ M3 Mascherine per il viso sterili omologate pieghettate

- › Adatte alle camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Grado A
- › Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per ridurre il rischio di contaminazione
- › Confezionate singolarmente in triplice busta
- › Basso livello di particelle (Tamburo di Helmke Cat I)
- › Disponibili con taglie e supporti per la testa diversi

Le mascherine per il viso sterili omologate Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo per l'uso in ambienti ISO 5 EU GMP Classe A. Omologate con garanzia di sterilità di livello 10⁻⁶. Ideali per l'uso in ambienti sterili di produzione farmaceutica. Grazie alla vestibilità flessibile e al tessuto interno bicomponente, la mascherina offre un comfort maggiore rispetto ai modelli pieghettati tradizionali. Senza lattice e silicone.



Descrizione	Codice	Larghezza	Supporto per la testa	Totale/ Confezione
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62467	18 cm	Lacci	200 mascherine
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62470	18 cm	Passanti per le orecchie	
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62494	23 cm	Lacci	

Kimtech™ M3 Mascherine per il viso omologate pieghettate

- › Idonee all'uso nelle camere bianche non sterili di livello ISO 3 o superiore
- › Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per ridurre il rischio di contaminazione
- › Basso livello di particelle (Tamburo di Helmke Cat I)
- › Confezionate in doppia busta per l'utilizzo nelle camere bianche
- › 18 o 23 cm di larghezza con lacci o passanti per le orecchie

Le mascherine per il viso omologate pieghettate Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o superiore. Forniscono una protezione avanzata dei processi e contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazione. Grazie alla vestibilità flessibile, la mascherina offre un comfort maggiore rispetto ai modelli pieghettati tradizionali. Senza lattice e silicone.



Descrizione	Codice	Larghezza	Supporto per la testa	Totale/ Confezione
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62465	18 cm	Passanti per le orecchie	500 mascherine
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62466		Lacci	
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62451	23 cm	Passanti per le orecchie	
Kimtech™ M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62452		Lacci	

Kimtech™ M6 Mascherina per il viso

- › Struttura a 2 strati
- › Strato esterno in polietilene a basso rilascio di fibre

Fornisce una protezione di base dei processi per un uso generico. Ideale per l'uso in camere bianche di classe ISO 6 o superiore. Offre livelli elevati di comfort grazie al tessuto interno bicomponente. Senza silicone e lattice.



Descrizione	Codice	Larghezza	Supporto per la testa	Totale/Confezione
Kimtech™ M6 Mascherina per il viso	62477	18 cm	Passanti per le orecchie	500

Kimtech™ M7 Veli facciali

- › Realizzati con uno strato sottile di polietilene a basso rilascio di fibre
- › Saldatura a ultrasuoni per una maggiore integrità del prodotto

Un'alternativa più igienica rispetto ai veli riutilizzabili. Ideale per l'uso in camere bianche di classe ISO 7 o superiore. Senza silicone e lattice.



Descrizione	Codice	Larghezza	Supporto per la testa	Totale/Confezione
Kimtech™ M7 Veli facciali	62751	38 x 33 cm	Bottoni automatici	150
Kimtech™ M7 Veli facciali	62757	38 x 33 cm	Lacci	150

Caratteristiche fisiche (valori medi)	Codice prodotto	BFE ⁽¹⁾ (%) @0,3 µm	PFE ⁽²⁾ (%) @0,1 µm	Dp ⁽³⁾ (mm H2O/cm²)	Conta delle particelle ⁽⁴⁾ (≥ 0,5 µm)
Kimtech™ Mascherine per il viso sterili per camera bianca					
M3 Mascherina per il viso sterile omologata a becco d'anatra	62483	96,8	91,4	2,5	Cat I
M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62467	91,2	86	2,3	Cat I
M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62470	91,2	86	2,3	Cat I
M3 Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata	62494	91,2	86	2,3	Cat I
Kimtech™ Mascherine per il viso per camera bianca					
M3 Mascherina per il viso omologata a becco d'anatra	62484	99,7	99,6	2,4	Cat I
M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62451	91,2	86	2,3	Cat I
M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62452	91,2	86	2,3	Cat I
M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62465	91,2	86	2,3	Cat I
M3 Mascherina per il viso omologata pieghettata	62466	91,2	86	2,3	Cat I

¹ BFE - Bacterial Filtration Efficiency (Efficienza di filtrazione di batteri) - Metodo di test: ASTM F2101

² PFE - Particle Filtration Efficiency (Efficienza di filtrazione di particelle) - Metodo di test ASTM F2299

³ Dp - Differential Pressure (Pressione differenziale) - Metodo di test MIL-M-36954C

⁴ Metodo di test: prova del tamburo di Helmke IEST-RP-CC003.4

www.kimtech.eu

➤ **Il nostro sito Web è una preziosa fonte di informazioni per la vostra azienda. Pacchetti dati, schede tecniche e certificati sono a portata di clic.**



KIMTECH™

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

► CI PENSIAMO NOI

Il marchio Kimtech™ mette a vostra disposizione risorse aggiuntive per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto a ogni applicazione.

- Per maggiori informazioni, visitate www.kimtech.eu
- Per richiedere assistenza tecnica, contattateci all'indirizzo kimtech.support@kcc.com



Il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare il rischio di un'attività da svolgere e di scegliere i dispositivi di protezione individuale più adatti a tale mansione. Il produttore Kimberly-Clark declina qualsiasi responsabilità legata alla scelta inadeguata o all'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale presentati in questa brochure. Al momento della pubblicazione, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state riportate con la massima precisione; tuttavia, potrebbero verificarsi errori e la legislazione in materia di dispositivi di protezione individuale (PPE) è in costante revisione e potrebbe modificare la durata di validità della presente brochure. Di conseguenza, le specifiche dei prodotti potrebbero essere soggette a modifica. In caso di domande relative ai prodotti presentati o all'idoneità di tali prodotti a un'attività specifica, si consiglia di contattare il rappresentante di vendita di zona. Vi ricordiamo di smaltire sempre i dispositivi di protezione personale usati in modo sicuro e appropriato, e in conformità alle normative ambientali europee, nazionali e locali.

©/™ Marchi registrati di Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o delle sue affiliate. © KCWW. Il colore Purple e Purple Nitrile™, il colore Gray e Sterling™ sono marchi registrati di Owens & Minor, Inc. o delle sue affiliate e sono utilizzati su licenza.

Codice di pubblicazione: 5291.05 IT 06.19

